


Anticorpo Policlonal De Coelho Sf3B2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13435

Número do item: CM0025145



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra SF3B2 humano, um componente chave do spliceossomo. Adequado para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA; reconhece SF3B2 humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de splicing e desenvolvimento de ensaios para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SF3B2 Rabbit pAb
Observações/Apeliido	CFM; HFM; Cus1; SF3b1; SAP145; SF3B145; SF3b150; SF3B2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10992
GeneID	10992
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 616-895 do SF3B2 humano (NP_006833.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13435
Peso Proteico	100kDa
Envio	