

Anticorpo Monoclonal De Coelho Sfrp1 Para Wb, Elisa - Q8N474

Número do item: CM0010346

introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho SFRP1 validado para Western blotting e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em sinalização Wnt e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SFRP1 mAb de Coelho
Observações/Alias	FRP; FRP1; FrzA; FRP-1; SARP2; SFRP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6422
Imunogênio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 do SFRP1 humano (Q8N474)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N474
Peso da Proteína	35kDa
Transporte	Bolsa de gelo