


Sh2B1 Coelho Pab Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nrf2

Número do item: CM0030587



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra SH2B1 humano (PSM), validado para IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudar vias de sinalização JAK/STAT, insulina, leptina e fatores de crescimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SH2B1 Coelho pAb
Observações/Apelido	PSM; SH2B; SH2B1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	25970
GeneID	25970
Imunógeno	Proteína recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 360-520 do SH2B1 humano (NP_056318.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NRF2
Peso da Proteína	79kDa
Envio	Saco com gelo