

Anticorpo Policlonal Coelho Ship1 Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q92835

Número do item: CM0015580



introdução

Anticorpo Policlonal Coelho SHIP1 validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage com SHIP1 humano, de rato e camundongo. Ideal para pesquisa em sinalização imune e hematopoiese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal Coelho SHIP1
Observações/Apelido	SHIP; SHIP1; SHIP-1; hp51CN; SIP-145; p150Ship
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3635
GeneID	3635
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 900-1000 do SHIP1 humano (NP_001017915.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92835
Peso Proteico	133kDa
Envio	Bolsa de Gelo