


Anticorpo Policlonal De Coelho Shmt1 Para Wb, Ihc, If, Elisa - P34896

Número do item: CM0014861



introdução

Anticorpo policlonal de coelho SHMT1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com SHMT1 humano, de rato e camundongo (53 kDa), uma serina hidroximetiltransferase citosólica crítica para o metabolismo de um carbono e o ciclo do folato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho SHMT1 (pAb)
Observações/Apelido	SHMT; CSHMT; SHMT1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6470
GeneID	6470
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 285-444 do SHMT1 humano (NP_683718.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P34896
Peso Proteico	53kDa
Envio	Em saco de gelo