

Anticorpo Policlonal De Coelho Shmt2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P34897

Número do item: CM0020679



introdução

Anticorpo policlonal de coelho SHMT2 de alta qualidade para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Detecta SHMT2 humano, de camundongo e rato (~56 kDa). Ideal para pesquisas sobre metabolismo de um carbono e doenças mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SHMT2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GLYA; SHMT; mSHMT; NEDCASB; HEL-S-51e; SHMT2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6472
GeneID	6472
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 265-504 do SHMT2 humano (NP_005403.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P34897
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Saco de gelo