

Anticorpo Monoclonal Coelho Siah1 - Q8luq4

Número do item: CM0004163



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho SIAH1 validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Detecta SIAH1 humano, de rato e camundongo (31kDa). Ideal para pesquisa de ubiquitinação, apoptose e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho SIAH1
Observações/Apelido	BURHAS; SIAH1A; SIAH1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6477
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do SIAH1 humano (NP_003022.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IUQ4
Peso Proteico	31kDa
Envio	Saco de gelo