

Anticorpo Policlonal De Coelho Siglec-15 - Q6Zmc9

Número do item: CM0019803



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Siglec-15 para aplicações em WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reconhece a Siglec-15 (CD33L3) humana e de rato, um receptor imune de 36 kDa expresso em macrófagos e células dendríticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Siglec-15
Observações/Apelido	CD33L3; HsT1361; SIGLEC-15; Siglec-15
Espécie	Humano
ID do Gene	284266
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-263 da Siglec-15 humana (NP_998767.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q6ZMC9
Peso Proteico	36kDa
Envio	Em saco de gelo