


Siglec1 Coelho Pab - Q62230

Número do item: CM0023987



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o Siglec1 de camundongo (Sialoadhesina, CD169) para aplicações de WB e ELISA. Reage cruzadamente com rato. Serve como uma ferramenta fundamental para o estudo da adesão de macrófagos, captação de patógenos e regulação da resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Siglec1 Coelho pAb
Observações/Apelido	Sn; Cd169; Siglec-1; Siglec1
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	6614
GeneID	20612
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q62230
Peso da Proteína	183kDa
Envio	Saco com gelo