


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sigmar1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99720

Número do item: CM0026405



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o receptor sigma-1 humano (SIGMAR1). Detecta níveis endógenos e funciona em WB, IHC-P, ELISA. Reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de neurociência, sinalização celular e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho anti-SIGMAR1
Observações/Apelido	SRBP; ALS16; DSMA2; OPR51; SR-BP; SIG-1R; SR-BP1; sigma1R; hSigmaR1; SIGMAR1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10280
GeneID	10280
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 114-223 do SIGMAR1 humano (NP_005857.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99720
Peso Proteico	25kDa
Envio	Em saco de gelo