

Anticorpo Policlonal De Coelho Sirt2 Para Wb, Elisa - Q8Ixx6

Número do item: CM0018634



introdução

Anticorpo policlonal de coelho SIRT2 validado para WB e ELISA, detecta SIRT2 humano, de rato e de camundongo. Ideal para estudar as funções de acetilase da SIRT2 no ciclo celular, transcrição, metabolismo e pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho SIRT2
Observações/Apelido	SIR2; SIR2L; SIR2L2; SIRT2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	22933
ID do Gene	22933
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-350 da SIRT2 humana (NP_036369.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q8IXJ6
Peso Proteico	43kDa
Envio	Em saco de gelo