


## Anticorpo Policlonal De Coelho Sirt6 Para Wb E Elisa - Q8N6T7

Número do item: CM0028895



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à SIRT6, uma desacilase dependente de NAD envolvida no reparo de DNA, metabolismo e envelhecimento. Validado para Western blot e ELISA; reage de forma cruzada com SIRT6 humana e de camundongo.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | pAb de Coelho SIRT6                                                                                                                             |
| Observações/Apêndice | Sir2I6; mSIRT6; 2810449N18Rik; SIRT6                                                                                                            |
| Espécie              | Camundongo                                                                                                                                      |
| GeneID (Humano)      | 51548                                                                                                                                           |
| GeneID (Camundongo)  | 50721                                                                                                                                           |
| Imunógeno            | Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-294 da SIRT6 de camundongo (NP_001156902.1) |
| Fonte                | Coelho                                                                                                                                          |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                                          |
| Aplicação            | WB, ELISA                                                                                                                                       |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo                                                                                                                              |
| SWISS                | Q8N6T7                                                                                                                                          |
| Peso Proteico        | 36 kDa / 39 kDa                                                                                                                                 |
| Envio                | Em saco de gelo                                                                                                                                 |