

Anticorpo Policlonal De Coelho Skap2 Para Wb, If/Icc, Elisa - 075563

Número do item: CM0025774



introdução

Anticorpo policlonal de coelho SKAP2 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Alvo proteína fosforilada associada à quinase Src 2 envolvida na adesão de células B e sinalização src.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SKAP2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PRAP; RA70; SAPS; SCAP2; SKAP55R; SKAP-HOM; SKAP2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8935
GeneID	8935
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-120 do SKAP2 humano (NP_003921.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	075563
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Saco com gelo