

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Skp1 Para Wb E Elisa - P63208

Número do item: CM0020992



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SKP1 (pAb) validado para WB e ELISA. Detecta SKP1 humano e de camundongo, um componente central da ligase de ubiquitina SCF (19 kDa). Adequado para pesquisas sobre ciclo celular, transdução de sinais e degradação de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SKP1 pAb de coelho
Observações/Aliases	OCP2, p19A, EMC19, SKP1A, OCP-II, TCEB1L, SKP1
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	6500
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-163 da SKP1 humana (NP_733779.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	P63208
Peso da proteína	19 kDa
Transporte	Bolsa de gelo