


Anticorpo De Coelho Pab Slc22A3/Oct3 Para Wb, Elisa - 075751

Número do item: CM0019450



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao SLC22A3/OCT3 humano (EMT) para WB e ELISA, reage de forma cruzada com camundongo. Ideal para explorar o transporte de cátions orgânicos, neurotransmissão e transporte de poliaminas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo de Coelho pAb SLC22A3/OCT3
Observações/Apelido	EMT; EMT-H; OCT3; SLC22A3/OCT3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6581
ID do Gene	6581
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 289-349 do SLC22A3/OCT3 humano (NP_068812.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	075751
Peso Proteico	61kDa
Envio	Saco de gelo