

Slc22A4 Pab De Coelho - Q9H015

Número do item: CM0013768

introdução

Anticorpo policlonal anti-SLC22A4 de coelho validado para WB e ELISA. Detecta SLC22A4/transportador de ergotionina (OCTN1) humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre transportadores e estresse oxidativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SLC22A4 pAb de coelho
Observações/alias	OCTN1; DFNB60; SLC22A4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6583
GeneID	6583
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 42-141 de SLC22A4 humano (NP_003050.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9H015
Peso da proteína	62 kDa
Envio	Bolsa de gelo