

Anticorpo Policlonal De Coelho Slc25A13 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ujs0

Número do item: CM0025002



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra SLC25A13 (citrina) humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Adequado para estudos de transportadores mitocondriais e pesquisas sobre doenças hepáticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC25A13 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CTLN2; NICCD; CITRIN; ARALAR2; SLC25A13
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10165
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do SLC25A13 humano (NP_001153682.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UJS0
Peso da Proteína	74kDa
Envio	Saco com gelo