

Anticorpo Policlonal De Coelho Slc25A6 Para Wb, If/Icc, Elisa - P12236

Número do item: CM0029074

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao SLC25A6 humano (Translocase ADP/ATP 3, ANT3), adequado para aplicações de WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em transporte mitocondrial e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho SLC25A6
Observações/Apelido	ANT; AAC3; ANT3; ANT 2; ANT 3; ANT3Y; SLC25A6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	293
ID do Gene	293
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do SLC25A6 humano (NP_001627.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P12236
Peso Proteico	33kDa
Envio	Bolsa de Gelo