


Slco1B1 Coelho Pab - Q9Y6L6

Número do item: CM0024501



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho SLCO1B1 validado para WB e ELISA. Tem como alvo o transportador de ânions orgânicos humano SLCO1B1 (OATP-C), fundamental na captação e depuração hepática de fármacos. Ideal para estudos de transportadores hepáticos e pesquisa de interações medicamentosas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLCO1B1 Coelho pAb
Observações/Apêndice	LST1; HBLRR; LST-1; OATP2; OATPC; OATP-C; OATP1B1; SLC21A6; SLCO1B1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10599
ID do Gene	10599
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 597-691 do SLCO1B1 humano (NP_006437.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y6L6
Peso Proteico	76kDa
Envio	Em bolsa de gelo