


Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Smac/Diablo Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nr28

Número do item: CM0007147



introdução

Smac/Diablo Rabbit mAb (Q9NR28) validado para WB, IF/ICC e ELISA. Tem como alvo a proteína Diablo humana, de camundongo e de rato (27 kDa). Ideal para pesquisa de apoptose e via IAP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Smac/Diablo mAb de Coelho
Observações/Apelidos	SMAC; DFNA64; Smac/Diablo
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	56616
ID do Gene	56616
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 56-239 da Smac/Diablo humana (NP_063940.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NR28
Peso da Proteína	27 kDa
Transporte	Saco de gelo