


Anticorpo Monoclonal De Coelho Smac/Diablo Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nr28

Número do item: CM0010538



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra Smac/Diablo humano (SMAC), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre apoptose e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Smac/Diablo Coelho mAb
Observações/Apelido	SMAC; DFNA64; Smac/Diablo
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	56616
ID do Gene	56616
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 56-239 do Smac/Diablo humano (NP_063940.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NR28
Peso da Proteína	27kDa/21kDa/22kDa
Envio	Saco com gelo