


Smad2 Rabbit Pab - Q15796

Número do item: CM0017119



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para Smad2 humano, adequado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Validado para uso em pesquisa em sinalização TGF-beta e estudos de câncer colorretal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Smad2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	JV18, LDS6, CHTD8, MADH2, MADR2, JV18-1, hMAD-2, hSMAD2, Smad2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4087
GeneID	4087
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 175-270 do Smad2 humano (NP_005892.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q15796
Peso Proteico	52kDa
Envio	Saco de gelo