


Anticorpo Monoclonal De Coelho Smad5 Para Wb, Ip, Elisa - Q99717

Número do item: CM0003703



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Smad5 para WB, IP, ELISA. Reconhece Smad5 humano e de camundongo. Smad5 é um mediador transcricional na sinalização BMP, crucial para o desenvolvimento embrionário e diferenciação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Smad5 (mAb)
Observações/Apelido	DWFC; JV5-1; MADH5; Smad5
Espécie	Humano
GeneID	4090
Imunogênio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do Smad5 humano (Q99717).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q99717
Peso Molecular da Proteína	52kDa
Transporte	Em saco de gelo