

Anticorpo Policlonal De Coelho Smc2 Para Wb E Elisa - O95347

Número do item: CM0019710



introdução

Anticorpo policlonal de coelho SMC2 validado para WB e ELISA. Detecta SMC2 humano e de camundongo, um componente do condensina essencial para a condensação cromossômica mitótica. Ideal para estudos de ciclo celular e cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SMC2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CAPE; CAP-E; SMC-2; SMC2L1; SMC2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10592
GeneID	10592
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O95347
Peso Molecular da Proteína	136kDa
Transporte	Saco de gelo