


Smc4 Pab De Coelho Para Wb, Elisa - Q9Ntj3

Número do item: CM0017311



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SMC4 para WB e ELISA, direcionado à SMC4 humana (CAP-C, SMC4L1), essencial para a condensação cromossômica. Uniprot Q9NTJ3, peso molecular previsto de 147 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SMC4 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	CAPC; CAP-C; SMC-4; SMC4L1; SMC4
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	10051
GeneID	10051
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da SMC4 humana (NP_001275682.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q9NTJ3
Peso da Proteína	147 kDa
Transporte	Bolsa de gelo