


Smg5 Pab De Coelho - Q9Upr3

Número do item: CM0021875



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SMG5 humano, validado para Western Blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de degradação de mRNA mediada por nonsense e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SMG5 pAb de Coelho
Observações/Alias	EST1B; SMG-5; LPTSRP1; LPTS-RP1; SMG5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23381
GeneID	23381
Imunógeno	Peptídeo sintético (um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 950-1016 do SMG5 humano (NP_056142.2))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9UPR3
Peso da Proteína	114kDa
Envio	Bolsa de gelo