


Smn2 Coelho Pab - Q16637

Número do item: CM0023116



introdução

Anticorpo policlonal de coelho para SMN2 (proteína do neurônio motor de sobrevivência), validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para estudar a montagem de snRNP e splicing em neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SMN2 Coelho pAb
Observações/Apelido	SMNC; BCD541; GEMIN1; TDRD16B; C-BCD541; SMN2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6607
ID do Gene	6607
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-197 do SMN2 humano (NP_059107.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16637
Peso Proteico	32kDa
Envio	Saco de gelo