

Anticorpo Policlonal De Coelho Smndc1 Para Wb, Elisa - 075940

Número do item: CM0014817



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho SMNDC1 validado para Western blotting e ELISA, que detecta a proteína SMNDC1 humana, de camundongo e rato. Ideal para pesquisas de splicing e estudos de biomarcadores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	pAb de Coelho anti-SMNDC1
Observações/Alias	SMNR; SPF30; TDRD16C; SMNDC1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	10285
GeneID	10285
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-238 da SMNDC1 humana (NP_005862.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75940
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Saco de gelo