

Anticorpo Policlonal De Coelho Smpd4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nxe4

Número do item: CM0013077

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho (pAb) SMPD4 direcionado ao SMPD4 humano (SKNY, nSMase-3). Validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para humano e camundongo. Ideal para pesquisa de metabolismo de esfingolipídeos e homeostase de membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho SMPD4
Observações/Apelido	SKNY; NET13; NEDMABA; NEDMEBA; NSMASE3; NSMASE-3; SMPD4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55627
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 600-800 do SMPD4 humano (NP_060421.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NxE4
Peso Proteico	98kDa
Envio	Saco de Gelo