

Smyd1 Pab De Coelho - Q8Nb12

Número do item: CM0024944

introdução

O pAb de Coelho anti-SMYD1 (WB, ELISA) detecta SMYD1 humano, de camundongo e de rato. Este anticorpo policlonal direciona a histona-lisina N-metiltransferase SMYD1, um repressor transcricional essencial para a diferenciação de cardiomiócitos e a morfogênese cardíaca.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	pAb de Coelho anti-SMYD1
Observações/Apelidos	BOP; KMT3D; ZMYND18; ZMYND22; SMYD1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	150572
ID do Gene	150572
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NB12
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Bolsa de gelo