

Smyd4 Coelho Pab - Q8Iyr2

Número do item: CM0022256

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SMYD4 humano (ZMYND21). Adequado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reconhece SMYD4 humano e de camundongo. Ideal para pesquisas sobre desenvolvimento cardíaco e regulação epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SMYD4 Coelho pAb
Observações/Apelido	ZMYND21; SMYD4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	114826
ID do Gene	114826
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do SMYD4 humano (NP_443160.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8IYR2
Peso da Proteína	89kDa
Envio	Saco com gelo