

Anticorpo Policlonal De Coelho Smyd4 Para Wb - Q8Iyr2

Número do item: CM0029434

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a SMYD4, uma proteína-lisina N-metiltransferase envolvida no desenvolvimento cardíaco. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA em humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisa epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SMYD4 Rabbit pAb
Observações/Alias	ZMYND21; SMYD4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	114826
ID do Gene	114826
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 da SMYD4 humana (NP_443160.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IYR2
Peso da Proteína	89kDa
Envio	Bolsa de gelo