

Anticorpo Policlonal De Coelho Snai3 Para Wb E Elisa - Q3Knw1

Número do item: CM0022183

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra SNAI3 humano, validado para Western blotting e ELISA. Adequado para amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudar repressão transcricional e diferenciação de mioblastos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SNAI3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SMUC; SNAIL3; ZNF293; Zfp293; SNAI3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	333929
GeneID	333929
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 7-186 do SNAI3 humano (NP_840101.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q3KNW1
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Saco de gelo