

Anticorpo Monoclonal De Coelho Snap25 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P60880

Número do item: CM0008201



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho SNAP25 (P60880) validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reconhece SNAP25 humano, de camundongo e de rato, uma proteína t-SNARE envolvida na libertação de neurotransmissores e na função sináptica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SNAP25 mAb de Coelho
Observações/Pseudônimo	SUP; RIC4; SEC9; SNAP; CMS18; RIC-4; SNAP-25; bA416N4.2; dJ1068F16.2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6616
ID do Gene	6616
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-206 do SNAP25 humano (NP_001309839.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P60880
Peso Proteico	23 kDa
Envio	Saco de gelo