

Anticorpo Policlonico De Coelho Snap91 Para Wb, Elisa - O60641

Número do item: CM0029399

introdução

SNAP91 Rabbit pAb (O60641) é um anticorpo policlonico de coelho que reconhece a proteína de montagem do revestimento de clatrina AP180 (CALM, AP180) em humanos, camundongos e ratos. Validado para WB e ELISA, auxilia na pesquisa de tráfego de vesículas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SNAP91 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CALM, AP180, SNAP91
Espécie	Humano
ID do Gene	9892
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 321-600 do SNAP91 humano (NP_001229723.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O60641
Peso Proteico	93kDa
Envio	Bolsa de gelo