

Pab De Coelho Anti-Snrpd2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P62316

Número do item: CM0025197



introdução

O pAb de coelho anti-SNRPD2 é um anticorpo policlonal que visa a SNRPD2 humana (Sm-D2), validado para WB, IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de splicing.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho anti-SNRPD2
Observações/Alias	SMD2; Sm-D2; SNRPD1; SNRPD2
Espécie	Humana
GeneID	6633
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-118 da SNRPD2 humana (NP_004588.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P62316
Peso da Proteína	14 kDa
Envio	Bolsa de gelo