

## Anticorpo Policlonal De Coelho Snrpn Para Wb E Elisa - P63162

Número do item: CM0020215



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho SNRPN validado para aplicações de WB e ELISA. Detecta SNRPN humano, de camundongo e de rato, uma proteína nuclear associada ao splicing envolvida no processamento alternativo de RNA.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | SNRPN pAb de Coelho                                                                                             |
| Observações/Apelido | SMN; PWCR; SM-D; sm-N; RT-LI; HCERN3; SNRNP-N; SNURF-SNRPN; SNRPN                                               |
| Espécie             | Humano                                                                                                          |
| ID do Gene          | 6638                                                                                                            |
| Imunógeno           | Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do SNRPN humano (NP_003088.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                          |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                       |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                        |
| SWISS               | P63162                                                                                                          |
| Peso da Proteína    | 25kDa                                                                                                           |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                    |