

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Snx18 Para Wb E Elisa - Q96Rf0

Número do item: CM0015922

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra SNX18, validado para aplicações de Western blot e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para o estudo da endocitose, do tráfego de vesículas e da dinâmica das membranas. A especificidade foi confirmada pelo imunógeno recombinante.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SNX18 pAb de coelho
Observações/Apelidos	SNAG1, SH3PX2, SH3PXD3B, SNX18
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	112574
GeneID	112574
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 445-624 da SNX18 humana (NP_001096045.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q96RF0
Peso da Proteína	69 kDa
Envio	Bolsa de gelo