

Anticorpo Monoclonal De Coelho Snx4 Para Wb, Ip, Elisa - 095219

Número do item: CM0003658

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho SNX4 de alta qualidade validado para Western blot, imunoprecipitação e ELISA. Reage com SNX4 humano e de camundongo, uma sorting nexin envolvida na endocitose e autofagia. Ideal para estudar o tráfego intracelular e a reciclagem de receptores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SNX4 mAb de Coelho
Observações/Apelido	ATG24B; SNX4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8723
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	095219
Peso da Proteína	52 kDa
Envio	Saco com gelo