


Anticorpo Policloonal De Coelho Sod3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08294

Número do item: CM0026101



introdução

Anticorpo policloonal de coelho SOD3 validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta a superóxido dismutase extracelular humana, de camundongo e de rato, uma enzima antioxidante chave. Ideal para pesquisa de estresse oxidativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SOD3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	EC-SOD; SOD3
Espécie	Humano
GeneID	6649
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 19-160 da SOD3 humana (NP_003093.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08294
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Bolsa de gelo