


Pab De Coelho Para O Receptor De Somatostatina 2 (Sstr2) - P30874

Número do item: CM0025887



introdução

O anticorpo policlonal de coelho direcionado ao Receptor de Somatostatina 2 (SSTR2) é adequado para WB, IHC-P, ELISA; validado em humano, camundongo e rato. Ele reconhece um GPCR envolvido na inibição da secreção hormonal mediada pela somatostatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho para o Receptor de Somatostatina 2 (SSTR2)
Observações/Apelidos	SST2; Receptor de Somatostatina 2 (SSTR2)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6752
GeneID	6752
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 270-369 do Receptor de Somatostatina 2 (SSTR2) humano (NP_001041.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30874
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Bolsa de gelo