

Anticorpo Monoclonal De Coelho Contra Sox10 Para Wb, If/Icc, Elisa - P56693

Número do item: CM0007965

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra SOX10 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reconhece SOX10 humano, de camundongo e de rato (50 kDa previsto). Para pesquisas sobre crista neural, mielinização e melanoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra SOX10
Observações/Apelidos	DOM; WS4; PCWH; WS2E; WS4C; SOX-10; SOX10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6663
GeneID	6663
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P56693
Peso da Proteína	50 kDa
Envio	Bolsa de gelo