

Anticorpo Policlonal De Coelho Sox10 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P56693

Número do item: CM0018970

introdução

Anticorpo policlonal de coelho SOX10 de alta qualidade validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA em humano, rato e camundongo. Tem como alvo o fator de transcrição SOX-10, crucial para o desenvolvimento glial e mielinização. Ideal para pesquisa em neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo policlonal de coelho SOX10
Observações/Apelido	DOM; WS4; PCWH; WS2E; WS4C; SOX-10; SOX10
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6663
ID do Gene	6663
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 270-360 do SOX10 humano (NP_008872.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P56693
Peso Proteico	50kDa
Envio	Saco de gelo