

Anticorpo Policlonal Coelho Sox10 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P56693

Número do item: CM0030009

introdução

Anticorpo policlonal coelho Anti-SOX10 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconhece SOX10 humano, de rato e camundongo, um fator de transcrição crucial para a maturação de oligodendrócitos e mielinização. Ideal para pesquisa em neurociência e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal Coelho SOX10
Observações/Apelido	DOM; WS4; PCWH; WS2E; WS4C; SOX-10; SOX10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6663
GeneID	6663
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 270-360 do SOX10 humano (NP_008872.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P56693
Peso Proteico	50kDa
Envio	Em saco de gelo