


Sox11 Pab De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - P35716

Número do item: CM0020279



introdução

SOX11 pAb de Coelho é um anticorpo policlonal validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com SOX11 humano, de camundongo e de rato. Tem como alvo o fator de transcrição SOX-11 (P35716) envolvido na neurogênese e organogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SOX11 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CSS9; MRD27; IDDMOH; SOX11
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6664
GeneID	6664
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do SOX11 humano (NP_003099.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35716
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco com gelo