


Pab De Coelho Contra Sox2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P48431

Número do item: CM0014090



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SOX2 validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Desenvolvido para pesquisa em células-tronco e biologia do desenvolvimento; reage com SOX2 de humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho contra SOX2
Observações/Apelidos	ANOP3; MCOP53; SOX2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6657
GeneID	6657
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-190 do SOX2 humano (NP_003097.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P48431
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Bolsa de gelo