

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sox9 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P48436

Número do item: CM0022002



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho anti-SOX9 validado para WB, IHC-P, ELISA em humano, camundongo e rato. Tem como alvo o fator de transcrição SOX9, essencial para a condrogênese e o desenvolvimento esquelético. Adequado para pesquisa em IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SOX9 Rabbit pAb
Observações/Alias	CMD1; SRA1; CMPD1; SRXX2; SRXY10; SOX9
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6662
ID do Gene	6662
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 250-339 do SOX9 humano (NP_000337.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P48436
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Bolsa de gelo