

Sp140 Pab De Coelho Para Wb E Elisa - Q13342

Número do item: CM0018790



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SP140 humano (LYSp100), validado para Western blot e ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato, detecta proteína de corpo nuclear de 98kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SP140 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LYSP100; LYSP100-A; LYSP100-B; SP140
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11262
GeneID	11262
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 do SP140 humano (NP_001265380)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q13342
Peso da Proteína	98kDa
Envio	Saco com gelo