

Anticorpo Policlonal De Coelho Sp4 Para Wb E Elisa - Q02446

Número do item: CM0024357

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o fator de transcrição SP4 humano, validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para regulação transcricional e pesquisa cerebral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SP4 pAb de Coelho
Observações/Apeliido	HF1B; SPR-1; SP4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6671
GeneID	6671
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 280-440 do SP4 humano (NP_003103.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q02446
Peso da Proteína	82kDa
Envio	Saco de gelo