

## Anticorpo Policlonal De Coelho Sparc Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09486

Número do item: CM0013153



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o SPARC humano (Osteonectina, BM-40). Validado para aplicações de WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de matriz extracelular e câncer.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | SPARC pAb de Coelho                                                                                                        |
| Observações/Apelido | ON; ONT; OI17; BM-40; SPARC                                                                                                |
| Espécie             | Humano                                                                                                                     |
| ID do Gene (Humano) | 6678                                                                                                                       |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-303 do SPARC humano (NP_003109.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                   |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                   |
| SWISS               | P09486                                                                                                                     |
| Peso da Proteína    | 35kDa                                                                                                                      |

Envio